

Behandlungsflexibilität  
in Höchstform

25Min.  
BEHANDLUNG

CYNOSURE


# SculpSure™

## Maximale Leistung in nur 25 Minuten

- > 4 einzelne, flache Applikatoren
- > Praktisches Befestigungssystem für die Applikatoren
- > Freihändiges Behandlungsverfahren
- > Behandlung mehrerer Bereiche innerhalb einer 25-minütigen Sitzung


**Dank flexiblem Applikatorsystem der Zeit einen Schritt voraus**

### VIELSEITIGKEIT



Das flexible Applikatorsystem behandelt eine Gesamtfläche von bis zu 96 cm<sup>2</sup> und modelliert die individuell determinierten Behandlungsareale mit den einzelnen 24 cm<sup>2</sup> Applikatoren.

### BEHANDLUNGSINDIVIDUALITÄT



Das intelligente Befestigungssystem gestattet die komfortable Befestigung der 4 Applikatoren an den gewünschten Bereichen, um die individuellen Problemzonen der Patienten in Form zu bringen.



FLACHES, NICHT-ANSAUGEN-  
DES APPLIKATOR-DESIGN




# Anpassbar an die individuellen Problemzonen Ihrer Patienten

- > **Behandeln Sie gezielt hartnäckige Fettpölsterchen, die Sport oder Diäten widerstehen.**
- > **Positionieren Sie die Applikatoren exakt an den gewünschten Behandlungszonen.**
- > **Modellieren Sie in einer Behandlungssitzung mehrere Bereiche gleichzeitig.**

Wählen Sie verschiedene Anordnungsmuster für die Applikatoren zur Anpassung der Behandlung an die individuellen Patientenbedürfnisse:

## SCULPSURE™ BEHANDLUNGSAREALE




**BEHANDLUNGSFLÄCHE:** Behandeln Sie Areale, die bis zu doppelt so groß sind wie bei anderen Applikatorsystemen.

Die von den 4 SculpSure-Applikatoren erfasste Behandlungsfläche umfasst **insgesamt 96 cm<sup>2</sup>**.

**CYNOSURE**®

Palomar®  
ConBio™  
ellman®

Cynosure Hamburg GmbH  
Dammthorwall 7a | D-20354 Hamburg  
Tel.: +49 (0) 40 36 00 66 56-0 | Fax: +49 (0) 40 36 00 66 56-8  
E-Mail: [info@germany@cynosure.com](mailto:info@germany@cynosure.com)  
[www.cynosure.de](http://www.cynosure.de)



### Bitte beachten!

Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung. Vermeiden Sie es, Augen und Haut direkter oder gestreuter Strahlung auszusetzen.

EN 60825-1:2007, Laserprodukt Klasse 4  
Festkörperlaser  
Max. Leistungsabgabe: 60W (pro Applikator)  
Pulsdauer: CW  
Wellenlänge: 1060 nm

© 2015 Cynosure, Inc. hält die exklusiven Bildrechte. Die Verwendung der Bilder ohne schriftliche Genehmigung der Cynosure, Inc. ist untersagt. Cynosure ist eine eingetragene Handelsmarke der Cynosure, Inc. SculpSure ist eine Handelsmarke der Cynosure, Inc. 921-0562-000 R1 10/2015GER