


CYNOSURE

 PicoSure®
Picosecond Workstation

Die PicoSure **532 nm** Wellenlänge

Entwickelt für die bestmögliche
Entfernung roter, orangener und
gelber Tattoo-Farben.




Vorher




Nach 2x PicoSure

Ausschließliche Behandlung der roten, orangenen und gelben Tattoo-Tinte.



Vorher



Nach 1x PicoSure




Nach 2x PicoSure

Ausschließliche Behandlung der roten Tattoo-Tinte.

Das 532 nm-Upgrade ist sowohl für neue PicoSure-Kunden als auch für bestehende Anwender eine hervorragende Systemerweiterung, mit der das Potential des Lasers umfassend ausgeschöpft werden kann. **Die Kombination der Wellenlängen 755 nm und 532 nm macht den PicoSure einzigartig: Er ist der einzige Picosekundenlaser, der uneingeschränkt alle Farben entfernen kann.**

- > Marktführerschaft
- > Einsatzflexibilität
- > Leistungsfähigkeit

Picosekundentechnologie par excellence



Handstück des 532 nm Upgrade*

Produktspezifikationen

- > Wellenlänge: 532 nm
- > Pulsdauer: < 600 ps
- > Max. Energiedichte: 1,1 J/cm²
- > Spotgrößen: 1,5 mm und 2,0 mm
- > Wiederholungsraten: 1; 2,5; 5; 10 Hz

Nur die unschlagbare PicoSure-Wellenlängen-Kombination von 532 nm & 755 nm entfernt alle Tattoo-Farben.

PicoSure ist der erste Picosekundenlaser für medizinische Behandlungen im Bereich Ästhetik. Der Laser ist für seine fortschrittliche Technologie, klinische Vielseitigkeit und erwiesene Leistungsfähigkeit weltweit angesehen. Zusätzlich erweitern Innovationen wie der **PicoSure Boost™** – eine Option zur variablen Druckverstärkung – und die **FOCUS™-Linsenkombination** die Behandlungs- und Ertragsmöglichkeiten mit PicoSure.

Mit dem 532 nm-Upgrade steht nun eine weitere PicoSure-Innovation zur Verfügung, die die Wirksamkeit des Lasers auf ein marktwert bislang unerreichtes Niveau steigert. Der hochentwickelte, **diodengepumpte 532 nm-Festkörperlaser** wurde nach ergonomischen Grundsätzen entworfen und direkt in die PicoSure-Plattform integriert. Das Zufuhrsystem wird einfach und komfortabel an eine Universalhalterung angeschlossen.

Erweitern Sie die Leistung Ihres PicoSure mit dem 532 nm-Upgrade. Sie erreichen uns unter **+49 (0) 40 36 00 66 56-0**

www.cynosure.de | www.picosure.de



*PicoSure 532 besitzt die FDA-Zulassung zur Behandlung der Hauttypen -III.

CYNOSURE® | **Palomar®**
ConBio™
ellman®

Cynosure GmbH
Dammtorwall 7a | D-20354 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 36 00 66 56-0 | Fax: +49 (0) 40 36 00 66 56-8
E-Mail: info@germany@cynosure.com
www.cynosure.de



© 2015 Cynosure, Inc. Cynosure und PicoSure sind eingetragene Handelsmarken der Cynosure, Inc. Boost und Focus sind Handelsmarken der Cynosure, Inc. 921-0536-000 Rev. 1.10/2015GER